

CH
确定 快速 经济

中药农残全方位解决方案

依据 2020 版中国药典 2341 农药残留测定章节

中药农残测定第五法耗材清单

样品前处理

方法	描述	订货号	应用基质
固相萃取法一	15ml 试剂盒 300mg PSA,100mg C18,1.2g MgSO ₄ ,25/pk	CH42-1516-25	
固相萃取法二	CH HLB 200mg/6ml 30/pk	CH01-2006	简单浅色基质
固相萃取法三	CH GCB/NH ₂ 500mg/500mg/6ml 30/pk	CH19-0006	复杂深色基质
	盐包 (不含 50ml 离心管) 6g MgSO ₄ , 1.5g NaCOOH,50/pk	CH16-5075	
QuEChERS 法	15ml 试剂盒 90mg GCB,300mg PSA,300mg C18, 300mg Silica,900mg MgSO ₄ 25/pk	CH41-1519-25	复杂深色基质

色谱柱

仪器	色谱柱型号	订货号	检测项目
GCMSMS	CH TP-17 30m X 0.25mm X 0.25μm	CH8440	31 种禁用农药内标 (磷酸三苯酯)
LCMSMS	CH AQ C18 100mm X 2.1mm 3μm	92-032110	30 种禁用农药

其他耗材

方法	描述	订货号
	PTFE(亲水) 针式过滤器 0.22μm 13mm 100/PK	CH03-1322
	陶瓷均质子 50/pk	CH23-0050
其他耗材	2ml 螺纹口瓶 ,9-425, 透明带刻度和书写处 100/PK	CH33020
	2ml 样品瓶瓶盖 ,9mm, 含 PTFE/ 硅胶垫 , 已组装 100/PK	CH33022

CH中药农残适用品种

	中药品种								
固相萃取法一	益母草	茯苓	猪苓	灵芝	薏苡仁	首乌藤	石斛	杜仲	卷柏
	皂荚刺	陈皮	枳实	细辛	白花蛇舌草	栀子	枸杞	茺莢	
固相萃取法三	龙胆草	夏枯草	红藤	银杏叶	桑叶	玉米须	半边莲	虎杖	茵陈
	厚朴	白头翁	苍术	菊花	槐花	蒲公英	白芍	红花	金银花
	紫苏	淡竹叶	鱼腥草						
QuEChERS 法	牡丹皮	艾叶	防己	地肤子	藿香	杏仁	白果	天麻	浙贝母
	川楝子	大枣	桂枝	木瓜	荆芥	车前子	麻黄	桃仁	薄荷
	莱菔子	木香	五味子	羌活	青蒿	防风	沉香	白芷	酸枣仁
	泽泻	香楠	白鲜皮	牛蒡子					



Creativity · Harmony

北京成黎生物科技有限公司 (www.bjclsw.com)

手机 : 15101017947

E-mail : liucheng@bjclsw.cn